

Fraises percutanées



Instruments adaptés spécialement pour la chirurgie orthopédique percutanée et mini invasive des extrémités.

Les instruments peuvent être montés sur tous types de moteur exception faite des moteurs à encliquetage rapide nécessitant une extrémité spécifique à ce type d'encliquetage.

Avantages

- Fraisage efficace
- Adaptation au site
- Fiabilité et facilité d'utilisation
- Réutilisable et re-stérilisable à l'autoclave
- Ergonomie

Désignation commerciale	References	Diamètre	Longueur active (mm)	Longueur totale (mm)
Shannon recta	XFR005101-00	2.0	11.8	65
Wedge 3	XFR005203-00	2.9	13.2	55
Wedge 4	XFR005204-00	4.3	13.0	55