


4-FUSION®

IMPLANT QUADRIPODE A
MEMOIRE DE FORME POUR
L'ARTHRODESE DES 4 OS

«Les meilleurs résultats cliniques»



*Un faible encombrement,
une consolidation assurée*



4-FUSION®

L'implant 4-FUSION® à mémoire de forme tiède permet une stabilisation compressive pour l'arthrodèse des 4 os.

Avantages

- ✓ D'excellents résultats de consolidation grâce à une compression bidirectionnelle et durable,
- ✓ Ancrage de l'implant grâce à son design unique associé à la mémoire de forme,
- ✓ Fraisage d'une surface plane permettant d'enfourer l'implant pour éviter tout conflit avec le radius,
- ✓ Technique de pose simple et fiable,
- ✓ Implant peu encombrant, très bien toléré,
- ✓ Maintien du capital osseux,
- ✓ Trois tailles disponibles pour une adaptation au squelette.



3 tailles disponibles

Références	Entraxe A (mm)	Entraxe B (mm)	Longueur des branches (mm)
QUA-4F-14	12	13	14
QUA-4F-16	12	13	16
QUA-4F-18	12	13	18



Compression bidirectionnelle et durable



0°C

37°C

Ancillaires



Campus de Ker Lann
Rue Blaise Pascal
35170 Bruz - FRANCE
Tél +33(0)2 99 05 59 69
Fax +33(0)2 99 05 95 62
info@memometal.com
www.memometal.com
Implant breveté
FDA approved