


# IVORY®

PROTHESE  
TRAPEZO-METACARPIENNE  
TOTALEMENT MODULAIRE  
ET SANS CIMENT



*Plus de 2500 prothèses implantées à ce jour*

***Restaure la force et  
soulage la douleur***




MEMOMETAL

La prothèse trapézo-métacarpienne IVORY® est indiquée dans les cas de rizarthrose primitive du pouce.


## Avantages

- ✓ Prothèse en **4 parties indépendantes** pour une adaptation parfaite à la morphologie du patient,
- ✓ Cupule et insert en 2 parties, permettant d'impacter la cupule sans endommager l'insert, et de changer l'insert sans retirer la cupule
- ✓ Cupule parfaitement stable dans le trapèze grâce à son fond plat et à sa forme en double cône avec ses rainures circulaires (Press fit),
- ✓ Col à position inclinée proche de la position neutre de l'articulation trapézo-métacarpienne,
- ✓ Tige anatomique permettant une répartition optimale des contraintes, et assurant son auto-stabilité métaphysaire, par système press fit.

## Système Press fit



### 4 tailles de tige



Référence: T1 WMT1 T2 WMT2 T3 WMT3 T4 WMT4

### 3 tailles de col



Référence: Court WMEC Moyen WMEM Long WMEL

### Ancillaires



### 3 tailles de cupule et d'insert



Diamètre 9mm 10mm 11mm  
Référence: WMC109 WMC110 WMC111