

# AGRAFE DE VARISATION



## Materiau

- Inox

## Avantages

- Pointes auto-perforantes
- 2 angulations: 26° et 90°
- Agrafe simple et anatomique
- 2 tailles pour chaque angulation

*Le meilleur ancillaire pour les agrafes de varisation*



## Agrafe de varisation

Reference	Entraxe	Angulation
AV26-08	08 mm	26°
AV26-10	10 mm	26°
AV90-08	08 mm	90°
AV90-10	10 mm	90°

*Diamètre des agrafes : 1 mm*

Implants livrés stériles ou non-stériles